


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rbm39 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14498

Numero articolo: CM0019557



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro l'RBM39 umano (CAPER α). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi di splicing e trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RBM39 Rabbit pAb
Note/Alias	HCC1, CAPER, RNPC2, FSAP59, CAPERalpha, RBM39
Specie	Umana
GeneID (umano)	9584
GeneID	9584
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-508 dell'RBM39 umano (NP_001229528.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14498
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio