

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rbm46 Per Wb E Elisa - Q8Tby0

Numero articolo: CM0024129

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia RBM46 (CT68), un regolatore chiave della meiosi e della fertilità. Convalidato per WB e ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biologia riproduttiva e le cellule germinali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RBM46 pAb di coniglio
Note/Alias	CT68; RBM46
Specie	Umano
GeneID (umano)	166863
GeneID	166863
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di RBM46 umano (NP_659416.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8TBY0
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio