

Anti-Rbm6 Coniglio Policlonale Anticorpo Per Wb E Elisa - P78332

Numero articolo: CM0014299

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RBM6 umano, validato per Western blot e ELISA. Adatto per lo studio della funzione della proteina 6 legante l'RNA, dello splicing alternativo e della ricerca sugli antigeni del cancro del polmone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RBM6 Coniglio pAb
Note/Alias	3G2; g16; DEF3; DEF-3; HLC-11; NY-LU-12; RBM6
Specie	Umano
GeneID	10180
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 530-770 di RBM6 umano (NP_005768.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P78332
Peso Proteico	129kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio