

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rbm7 (Validato Ko) Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Cqt2

Numero articolo: CM0010599

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KO contro Rbm7 di topo. Adatto per WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Peso proteico 30 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Rbm7 Anticorpo monoclonale di Coniglio
Note/Alias	1200007M24Rik; 1500011D06Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	10179
GeneID	67010
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 87-265 di Rbm7 di topo (NP_659197.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9CQT2
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio