

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-RbmX/Hnrnp G Per Wb, Elisa - P38159

Numero articolo: CM0018372



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che riconosce RBMX/hnRNP G umano, validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con il mouse. Mira a una proteina di legame all'RNA multifunzionale coinvolta nella trascrizione, nello splicing e nella segnalazione TNFR1. Ideale per studi di oncologia e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RBMX/hnRNP G Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	RNMx; HNRPG; HNRNPG; MRXS11; RBMP1; RBMPRT; hnRNP-G; RBMX/hnRNP G
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27316
GeneID	27316
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-95 di RBMX/hnRNP G umano (NP_002130.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P38159
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio