


Anticorpo Policlonale Anti-Rbp1 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P09455

Numero articolo: CM0014546



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'RBP1 umano (proteina legante il retinolo cellulare I). Convalidato per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sul trasporto della vitamina A e sulla biologia delle goccioline lipidiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RBP1 Rabbit pAb
Note/Alias	CRBP; RBPC; CRBP1; CRBPI; hCRBP1; CRABP-I; RBP1
Specie	Umano
GeneID (umano)	5947
GeneID	5947
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-135 dell'RBP1 umano (NP_001352869.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09455
Peso Molecolare Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio