

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rbp3 Per Wb Ed Elisa - P10745

Numero articolo: CM0025362

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RBP3 umano, validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Rileva RBP3 (135 kDa) umano, di topo e di ratto, una proteina chiave legante i retinoidi inter-fotorecettori nel ciclo visivo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RBP3 Rabbit pAb
Note/Alias	IRBP; RBPI; RP66; D10S64; D10S65; D10S66; RBP3
Specie	Umano
GenelD	5949
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-320 di RBP3 umano (NP_002891.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10745
Peso Proteico	135kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio