


Anticorpo Monoclonale Anti-Rbp4 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02753

Numero articolo: CM0010936



introduzione

Anticorpo Monoclonale RBP4 di Coniglio (alias RDCCAS; MCOPCB10) validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce con la proteina 4 legante il retinolo umana, murina e ratto (trasporto del retinolo plasmatico). Peso molecolare ~21 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RBP4 mAb di Coniglio
Note/Alias	RDCCAS; MCOPCB10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5950
GeneID	5950
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-201 di RBP4 umano (NP_006735.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P02753
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio