


Anticorpo Policlonale Anti-Rbp4 Per Wb, Elisa - P02753

Numero articolo: CM0015617



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia RBP4 umano (retinol-binding protein 4), validato per applicazioni WB e ELISA. Rileva livelli endogeni nelle specie umana, mouse e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto del retinolo e sul metabolismo della vitamina A.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RBP4 Rabbit pAb
Note/Alias	RDCCAS; MCOPCB10; RBP4
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5950
ID Gene	5950
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-201 di RBP4 umano (NP_006735.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Mouse, Ratto
SWISS	P02753
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio