


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rbp4 Per Wb, Elisa - P02753

Numero articolo: CM0021829



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro RBP4 umano, adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce crociatamente con il topo. Ideale per studi sul trasporto del retinolo, sull'omeostasi della vitamina A e sulle vie correlate alla vista.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RBP4 pAb di coniglio
Note/alias	RDCCAS; MCOPCB10; RBP4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5950
GeneID	5950
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-201 di RBP4 umano (NP_006735.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P02753
Peso della proteina	21 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante