

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rbpjk Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q06330

Numero articolo: CM0024989



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro RBPJK umano (RBP-J, CBF1). Validato per WB, IHC-P ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione Notch e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RBPJK Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SUH; csl; AOS3; CBF1; KBF2; CBF-1; RBP-J; RBPJK; IGKJRB; RBP-JK; RBPSUH; IGKJRB1; RBP-J kappa
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3516
GeneID	3516
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di RBPJKB umano (NP_976028.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q06330
Peso proteico	56 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio