

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rbpms Per Wb E Elisa - Q93062

Numero articolo: CM0016285



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si targeting RBPMS, una proteina legante l'RNA coinvolta nella regolazione dello splicing alternativo. Validato per WB e ELISA su umano, topo e ratto. Ideale per la biologia vascolare e la ricerca sullo splicing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RBPMs Rabbit pAb
Note/Alias	HERMES; RBPMS
Specie	Umano
Gene ID	11030
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 110-219 dell'RBPMs umano (NP_001008712.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q93062
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio