

Anticorpo Policlonale Anti-Rc3H1/Roquin-1 Per Wb & Elisa - Q5Tc82

Numero articolo: CM0019225



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per RC3H1 umano (Roquin-1), validato per WB ed ELISA. Adatto per studiare la regolazione genica post-trascrizionale e le risposte immunitarie. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RC3H1 Rabbit pAb
Note/Alias	FHL6; IMDSHY; RNF198; ROQUIN; RC3H1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	149041
Gene ID	149041
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 834-1133 di RC3H1 umano (NP_742068.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q5TC82
Peso Proteico	126kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio