

Anticorpo Policlonale Anti-Rcc1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18754

Numero articolo: CM0027674



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting RCC1, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Essenziale per studi sulla condensazione cromosomica e sui processi nucleari mediati da Ran.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RCC1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CHC1; RCC1-I; RCC1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1104
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di RCC1 umana (NP_001260.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P18754
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio