

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Rcc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P18754

Numero articolo: CM0002948



introduzione

RCC1 Rabbit mAb è un anticorpo monoclonale prodotto contro RCC1 umano, validato per WB, IHC-P e ELISA, con reattività crociata in uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della condensazione della cromatina e della regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RCC1 Rabbit mAb
Note/Alias	CHC1; RCC1-I; RCC1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1104
GeneID	1104
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di RCC1 umano (P18754).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P18754
Peso proteico	45 kDa
Spedizione	Sacco refrigerante