

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rcc2 Per Wb, Elisa - Q9P258

Numero articolo: CM0016250



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina RCC2 (TD-60) umana, validato per Western blot ed ELISA. Ideale per lo studio della regolazione del ciclo cellulare, della mitosi e delle vie di segnalazione delle piccole GTPasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RCC2 pAb di coniglio
Note/Alias	TD-60; RCC2
Specie	Umana
ID del gene (umano)	55920
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 323-522 della RCC2 umana (NP_001129676.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9P258
Peso della proteina	56 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante