

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rce1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y256

Numero articolo: CM0020700

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RCE1 umano (proteasi prenileica CAAX 2/FACE2). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. 36 kDa. Adatto per studi sul processamento delle proteine prenilate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RCE1 pAb di coniglio
Note/alias	FACE2; RCE1A; RCE1B; RCE1
Specie	Umana
ID del gene (umano)	9986
ID del gene	9986
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di RCE1 umano (NP_005124.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9Y256
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Ghiaccio