

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Rcn1 Per Wb/If/Icc/Elisa - Q15293

Numero articolo: CM0018863

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità specifico per RCN1 umana (Reticulocalbin-1), validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del calcio nel RE.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RCN1 Rabbit pAb
Note/Alias	RCN; RCAL; PIG20; HEL-S-84; RCN1
Specie	Uomo
GenelD (uomo)	5954
GenelD	5954
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-331 della RCN1 umana (NP_002892.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q15293
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio