

Anticorpo Policlonale Anti-Rcn2 (Reticulocalbina-2) Per Wb E Elisa - Q14257

Numero articolo: CM0018939

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RCN2 (Reticulocalbina-2) umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle proteine leganti il calcio del reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KO Validated] RCN2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	E6BP; ERC55; ERC-55; TCBP49; N2
Specie	Umana
ID gene	5955
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-180 di RCN2 umano (NP_002893.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14257
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio