


Anticorpo Policlonale Anti-Rcvrn Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35243

Numero articolo: CM0029325



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la recoverina umana (RCVRN). Convalidato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA; presenta cross-reattività con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla trasduzione visiva e per gli studi sulla retinopatia associata al cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RCVRN Rabbit pAb
Note/Alias	RCV1; RCVRN
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5957
ID Gene	5957
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della RCVRN umana (NP_002894.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P35243
Peso proteico	23 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio