

Anticorpo Policlonale Anti-Rdh11 Per Wb E Elisa - Q8Tc12

Numero articolo: CM0021995

introduzione

Anticorpo policlonale Anti-RDH11 adatto per WB e ELISA, che rileva retinolo deidrogenasi 11 umana e di ratto. Bersaglia un enzima critico nel metabolismo dei retinoidi con un peso molecolare previsto di 35 kDa. Ideale per applicazioni IVD e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RDH11 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MDT1; CGI82; PSDR1; RALR1; SCALD; ARSDR1; HCBP12; RDJCSS; SDR7C1; RDH11
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	51109
Gene ID	51109
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-145 di RDH11 umano (NP_057110.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q8TC12
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio