

Anticorpo Policlonale Anti-Rdm1 (Rad52B) Per Wb, Elisa - Q8Ng50

Numero articolo: CM0030558

introduzione

Anticorpo Policlonale RDM1 di Coniglio validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con il mouse. Bersaglio della proteina 1 contenente il motivo RAD52 umano, una proteina legante DNA/RNA collegata alla resistenza al cisplatino.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RDM1 Coniglio pAb
Note/Alias	RAD52B; RDM1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	201299
GenelD	201299
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 125-284 di RDM1 umano (NP_663629.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	Q8NG50
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio