

Anticorpo Policlonale Anti-Reck Per Wb, Elisa - 095980

Numero articolo: CM0028369



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la RECK umana (proteina ricca di cisteina induttiva di inversione con motivi Kazal). Adatto per Western blot e ELISA, presenta reazione crociata con il topo. Ideale per studi sulla segnalazione Wnt, l'angiogenesi e la biologia dei tumori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RECK Rabbit pAb
Note / Alias	ST15; RECK
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8434
GeneID	8434
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-210 della RECK umana (NP_066934.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	O95980
Peso proteico	106 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio