

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Recoverina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35243

Numero articolo: CM0010559



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Recoverina di alta qualità, validato per WB, IHC-P, ELISA. Adatto per campioni umani, murini e di ratto. La Recoverina è un sensore del calcio nella fototrasduzione. Ideale per la ricerca sulla visione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Recoverina
Note/Alias	RCV1; RCVRN
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	5957
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della Recoverina umana (NP_002894.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P35243
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante