

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Recql4 Per Wb Ed Elisa - 094761

Numero articolo: CM0026678



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce RECQL4 umano, validato per Western blot ed ELISA. Rileva RECQL4 in campioni umani e di topo. Adatto per lo studio della funzione dell'elicasi del DNA e della stabilità genomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	RECQL4 Rabbit pAb
Note/Alias	RECQ4; RECQL4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9401
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 231-330 di RECQL4 umano (NP_004251.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	094761
Peso Molecolare Proteico	133kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio