

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Reep1 Per Wb Ed Elisa - Q9H902

Numero articolo: CM0026892

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro REEP1 umano (proteina della paraplegia spastica 31), validato per WB ed ELISA. Rileva REEP1 (~22 kDa) umano, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla rete del reticolo endoplasmatico e sulle neurodegenerazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	REEP1 Rabbit pAb
Note/Alias	DSMA6; HMN5B; SPG31; Yip2a; C2orf23; REEP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	65055
ID Gene	65055
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H902
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio