

Anticorpo Policlonale Anti-Reep5 Per Wb, Elisa - Q00765

Numero articolo: CM0016795

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro REEP5, validato per Western blot (WB) ed ELISA; rileva REEP5 umano, di topo, di ratto. Ideale per lo studio della funzione del reticolo sarcoplasmatico cardiaco. L'immunogeno corrisponde ai residui 120-189.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	REEP5 Rabbit pAb
Note/Alias	DP1; TB2; YOP1; POB16; Yip2e; D5S346; C5orf18; REEP5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7905
GeneID	7905
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-189 di REEP5 umano (NP_005660.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q00765
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio