


Anticorpo Policlonale Anti-Reg1A Per Wb E Elisa - P05451

Numero articolo: CM0029465



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro REG1A umano (Litostatina-1-alfa), validato per WB e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla rigenerazione pancreatica e cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	REG1A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P19, PSP, PTP, REG, ICRF, PSPS, PSPS1, REG1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5967
GeneID	5967
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 del REG1A umano (NP_002900.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05451
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio