


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Reg3A Per Wb, Elisa - Q06141

Numero articolo: CM0019808



introduzione

Convalida l'espressione di REG3A con questo anticorpo policlonale di coniglio, adatto per applicazioni WB ed ELISA. Rileva REG3A umana, di topo e di ratto, una lectina di tipo C battericida coinvolta nell'infiammazione e nella rigenerazione tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	REG3A Rabbit pAb
Note/Alias	HIP, PAP, PAP1, REG3, INGAP, PAP-H, PBCGF, HIP/PAP, REG-III, REG3A
Specie	Umano
ID Gene	5068
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-175 di REG3A umana (NP_002571.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q06141
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio