


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Reg3A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q06141

Numero articolo: CM0014712



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-REG3A di alta qualità validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con Umano, Mouse, Ratto. Bersaglia REG3A (Q06141) per studi sulla risposta antimicrobica e infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	REG3A Coniglio pAb
Alias	HIP, PAP, PAP1, REG3, INGAP, PAP-H, PBCGF, HIP/PAP, REG-III, REG3A
Specie	Umano
ID Gene	5068
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-175 di REG3A umana (NP_002571.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q06141
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio