

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Reg4 Per Wb E Elisa - Q9Byz8

Numero articolo: CM0013344



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro REG4 umano, adatto per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglia la proteina 4 derivata dalle isole di rigenerazione, una lectina coinvolta nell'infiammazione gastrointestinale e nel cancro. Ideale per la ricerca sul cancro del colon-retto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	REG4 Rabbit pAb
Note/Alias	GISP; RELP; REG-IV; REG4
Specie	Umano
GeneID	83998
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-158 di REG4 umano (NP_114433.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9BYZ8
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio