

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Relb Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q01201

Numero articolo: CM0007374



introduzione

Il mAb di coniglio anti-RELB è un anticorpo monoclonale ricombinante validato per Western blot, IHC-P, immunoprecipitazione ed ELISA. Riconosce RELB umano, murino e di ratto (62 kDa), consentendo lo studio della via del fattore di trascrizione NF- κ B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-RELB
Note/Alias	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; RELB
Specie	Umano
ID del gene (umano)	5971
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 296-436 di RELB umano (NP_006500.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q01201
Peso della proteina	62 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante