

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Relb Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q01201

Numero articolo: CM0016674



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RELB umano (fattore di trascrizione RelB), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione NF-kappa-B, dello sviluppo dei linfociti e dell'infiammazione. PM ~62 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RELB Rabbit pAb
Note/Alias	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; RELB
Specie	Umano
GeneID (umano)	5971
GeneID	5971
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 296-436 di RELB umano (NP_006500.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB,IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q01201
Peso della proteina	62kDa
Spedizione	Borsa refrigerante