

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Reln Per Wb, Ihc-P, Elisa - P78509

Numero articolo: CM0024469



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-RELN validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva RELN umano, di topo e ratto. Immunogeno ricombinante (aa 50-190). Per la ricerca nelle neuroscienze e nella biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	RELN Rabbit pAb
Note / Alias	RL; ETL7; LIS2; PRO1598; RELN
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5649
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-190 di RELN umano (NP_005036.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P78509
Peso proteico	388 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio