


Anti-Rennina Policlone Rabbit Per Wb, Ihc-P, Elisa - P00797

Numero articolo: CM0021697



introduzione

Anticorpo policlone di coniglio anti-RENINA validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con la renina umana, di topo e di ratto. Uno strumento di ricerca per studi sul sistema renina-angiotensina, ipertensione e analisi della funzionalità renale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Renin Rabbit pAb
Note / Alias	RTD; HNFJ2; ADTKD4; Rennina
Specie	Umana
ID gene (Umano)	5972
ID gene	5972
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-406 della renina umana (NP_000528.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P00797
Peso proteico	45 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio