

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Repin1 Per Wb - Q9Bwe0

Numero articolo: CM0005059

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-REPIN1 validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce la proteina legante il DNA di 60 kDa coinvolta nell'importazione di acidi grassi e nel metabolismo lipidico, ideale per la ricerca metabolica e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	REPIN1 Rabbit mAb
Note/Alias	AP4; RIP60; ZNF464; Zfp464
Specie	Uomo
GeneID (umano)	29803
GeneID	29803
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 376-567 di REPIN1 umano (NP_037532.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q9BWE0
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio