

Anticorpo Policlonale Anti-Reptin/Ruvbl2 Per Wb, Elisa - Q9Y230

Numero articolo: CM0013230



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia Reptin/RUVBL2 (RUVBL2), validato per WB e ELISA in esseri umani, topi e ratti. È coinvolto nel rimodellamento della cromatina, nella trascrizione e nella riparazione del DNA; adatto per studi sui complessi NuA4 e INO80.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Reptin/RUVBL2 Rabbit pAb
Note / Alias	RVB2; TIH2; ECP51; TIP48; CGI-46; ECP-51; INO80J; REPTIN; TIP49B; TAP54-beta; Reptin/RUVBL2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	10856
GeneID	10856
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-463 di Reptin/RUVBL2 umano (NP_006657.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y230
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio