

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Reptin/Ruvbl2 Per Wb, Elisa - Q9Y230

Numero articolo: CM0011727



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro la proteina umana Reptin/RUVBL2 (RUVBL2, TIP48, ECP51). Validato per WB e ELISA, presenta reazione crociata con il topo. Ideale per ricerche sul rimodellamento della cromatina, la trascrizione e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Reptin/RUVBL2 Rabbit mAb
Note / Alias	RVB2; TIH2; ECP51; TIP48; CGI-46; ECP-51; INO80J; REPTIN; TIP49B; TAP54-beta; Reptin/RUVBL2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	10856
GeneID	10856
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 della Reptin/RUVBL2 umana (Q9Y230)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Topo
SWISS	Q9Y230
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio