

Anticorpo Policlonale Anti-Rere (Proteina Simile Ad Atrophin-1) Per Wb E Elisa - Q9P2R6

Numero articolo: CM0013180



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a RERE umano (proteina simile ad Atrophin-1), validato per WB e ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Adatto per lo studio delle vie di repressione trascrizionale e apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RERE pAb coniglio
Osservazioni / Alias	ARG, ARP, DNB1, ATN1L, NEDBEH, RERE
Specie	Umano
GeneID	473
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di RERE umano (NP_036234.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9P2R6
Peso proteico	172kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio