


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Rest/Nrsf Per Wb, Ip, Elisa - Q13127

Numero articolo: CM0007654



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro REST/NRSF umano (Q13127), validato per WB, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sul silenziamento genico neuronale, sul rimodellamento della cromatina e sulla neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	REST/NRSF Coniglio mAb
Note/Alias	WT6, XBR, HGF5, NRSF, DFNA27, GINGF5, REST/NRSF
Specie	Umano
GeneID	5978
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di REST/NRSF umano (Q13127)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13127
Peso Proteico	122kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio