


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rest/Nrsf Per If/Icc, Elisa - Q13127

Numero articolo: CM0024564



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a REST/NRSF umano (fattore di trascrizione di silenziamento RE1). Validato per IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio della regolazione genica neuronale, del mantenimento delle cellule staminali e dei meccanismi patologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	REST/NRSF Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	WT6; XBR; HGF5; NRSF; DFNA27; GINGF5; REST/NRSF
Specie	Umano
GeneID	5978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 760-1060 di REST/NRSF umano (NP_001180437.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q13127
Peso proteico	122kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio