


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rest/Nrsf Per Wb, Elisa - Q13127

Numero articolo: CM0024956



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting REST/NRSF, un repressore genico neuronale, validato per WB e ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Essenziale per la ricerca sulla modificazione della cromatina e le malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	REST/NRSF Rabbit pAb
Note/Alias	WT6; XBR; HGF5; NRSF; DFNA27; GINGF5; REST/NRSF
Specie	Uomo
ID gene	5978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-130 di REST/NRSF umano (NP_005603.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13127
Peso proteico	122 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio