

Anticorpo Monoclonale Anti-Ret Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P07949

Numero articolo: CM0002652



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il proto-oncogene Ret umano. Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività umana e murina. Adatto per ricerca su segnalazione cellulare, cancro e neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ret Rabbit mAb
Note/Alias	PTC; MTC1; HSCR1; MEN2A; MEN2B; CDHF12; CDHR16; RET-ELE1; Ret
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5979
GeneID	5979
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1000-1100 di Ret umano (NP_066124.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P07949
Peso Proteico	124 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio