

Anticorpo Monoclonale Anti-Rev-Erb Beta/Nr1D2 Per Wb, Elisa - Q14995

Numero articolo: CM0002713



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Rev-erb beta/NR1D2 per WB ed ELISA. Rileva Rev-erb beta umano, murino e di ratto, un regolatore del ritmo circadiano e metabolico. Ideale per la ricerca sui recettori nucleari e la cronobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio Rev-erb beta/NR1D2
Note/Alias	RVR; BD73; EAR-1R; REVERBB; REVERBbeta; Rev-erb beta/NR1D2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9975
GeneID	9975
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-300 di Rev-erb beta/NR1D2 umano (NP_005117.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14995
Peso Molecolare Proteico	65kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio