

Anticorpo Policlonale Anti-Rev-Erb Beta/Nr1D2 Per Wb, Elisa - Q14995

Numero articolo: CM0020866



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il Rev-erb beta/NR1D2 umano, adatto per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ritmo circadiano e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Rev-erb beta/NR1D2 Rabbit pAb
Note/Alias	RVR; BD73; EAR-1R; REVERBB; REVERBbeta; Rev-erb beta/NR1D2
Specie	Umano
GeneID	9975
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-300 del Rev-erb beta/NR1D2 umano (NP_005117.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q14995
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio