


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rev-Erb α /Nr1D1 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P20393

Numero articolo: CM0002748



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro Rev-erb α /NR1D1 umano (P20393). Validato per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ritmo circadiano e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio Rev-Erb α /NR1D1
Note/Alias	EAR1; hRev; THRA1; THRAL; ear-1; REVERBA; REVERBalpha; Rev-Erb α /NR1D1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9572
GeneID	9572
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P20393
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio