


Anticorpo Policlonale Anti-Rexo2 Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3B8

Numero articolo: CM0014891



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro REXO2 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per studiare la degradazione dell'RNA mitocondriale e l'inizio della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	REXO2 Rabbit pAb
Note/Alias	RFN; SFN; REX2; CGI-114; REXO2
Specie	Umano
GeneID (umano)	25996
GeneID	25996
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-237 di REXO2 umano (NP_056338.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3B8
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio