

Anticorpo Policlonale Anti-Rfc3 Per Wb E Elisa - P40938

Numero articolo: CM0030061



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia RFC3 umano, validato per applicazioni Western blot e ELISA. Rileva RFC3 in campioni di origine umana, murina e ratto. Fondamentale per la ricerca sulla replicazione del DNA e il caricamento di PCNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RFC3 Rabbit pAb
Note/Alias	RFC38, RFC3
Specie	Umana
GeneID (umano)	5983
GeneID	5983
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di RFC3 umano (NP_002906.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P40938
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio