


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rfc4 Per Wb - P35249

Numero articolo: CM0029890



### introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-RFC4 è validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA in campioni umani e di ratto, rendendolo ideale per studi sulla replicazione del DNA e sul caricamento della PCNA.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | RFC4 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias            | A1; RFC37; RFC4                                                                                                               |
| Specie                | Umano                                                                                                                         |
| GeneID (Umano)        | 5984                                                                                                                          |
| GeneID                | 5984                                                                                                                          |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 204-363 di RFC4 umano (NP_002907.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                         |
| Applicazione          | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                         |
| Reattività Incrociata | Umano, Ratto                                                                                                                  |
| SWISS                 | P35249                                                                                                                        |
| Peso Proteico         | 40kDa                                                                                                                         |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                             |