

Anticorpo Policlonale Anti-Rfc5 Per Wb, Elisa - P40937

Numero articolo: CM0028513



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per RFC5 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con RFC5 di topo e ratto. Adatto per studi sulla replicazione del DNA e sul caricamento di PCNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RFC5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RFC36; RFC5
Specie	Umano
GeneID (umano)	5985
GeneID	5985
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 181-340 di RFC5 umano (NP_031396.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40937
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio